


NOME PRODOTTO	AUTOCPAP DREAMSTATION AUTO
IMMAGINE	
CODICI	CPAP: OXYITX500S15 CPAP + Umid.: OXYITX500H15W CPAP + Umid. + Tubo Riscaldato: OXYITX500H15W+HT15
DESCRIZIONE	<p>Il dispositivo per terapia notturna a pressione positiva DREAMSTATION AUTO è progettato per rendere il sonno il più semplice e confortevole possibile, esattamente come dovrebbe essere normalmente. Collegando i pazienti ad un team di assistenza, DREAMSTATION AUTO permette all'utente di affidarsi alla terapia con fiducia, e di consentire al team di assistenza di praticare una gestione efficiente ed efficace del paziente.</p> <p>Le opzioni di connettività offrono più scelte di monitoraggio di qualsiasi altra CPAP attualmente sul mercato grazie al Bluetooth® integrato su tutti i dispositivi e al modulo Wi-Fi in grado di comunicare con gli smartphone. Le regolazioni automatiche e personalizzate di EZ-Start per la pressione CPAP rendono i pazienti in grado di acclimatarsi gradualmente al livello di terapia che è stato loro prescritto. Il sistema Daily Progress Feedback visualizza in modo semplice il trend di utilizzo notturno del paziente per contribuire a rilevare i progressi sulla strada verso il miglioramento.</p>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento avanzato eventi • Controllo della resistenza per tipo di maschera • Controllo tenuta della maschera • Rilevamento grado di ossimetria • Sistema di gestione del paziente Encore con adesione profilo facoltativa • Sistema di compatibilità DreamMapper per l'auto-gestione del paziente
UMIDIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Fissa, adattiva, con tubo riscaldato • Opzione di pre-riscaldamento umidificatore • Design modulare a singolo pezzo, vaschetta dell'acqua lavabile in lavastoviglie

CARATTERISTICHE TECNICHE	
RANGE DI PRESSIONE	da 4 a 20 cm H2O
RIDUZIONE FUNZIONE FLEX	da 0 a 3
TEMPO DI RAMPA	da 0 a 45 min (incrementi da 5 min)
PRESSIONE DI RAMPA INIZIALE	da 4 cm H2O alla pressione CPAP impostata (CPAP) da 4 cm H2O alla pressione Min (Auto CPAP)
UMIDIFICAZIONE	Umidificazione riscaldata: Fissa, Adattiva, modalità tubo riscaldato; Tubo riscaldato (opzionale)
CAPACITÀ STOCCAGGIO DATI (MINIMA)	Scheda SD: > 1 anno dettaglio: <6 mesi
COMPENSAZIONE ALTITUDINE	Automatica
FILTRI	Antipolline riutilizzabile; ultra-sottile monouso
CONTROLLI DISPOSITIVO	LCD, selettore/pulsante
GARANZIA	2 anni
DIMENSIONI	15.7 x 19.3 x 8.4 cm (senza umidificatore) 29.7 x 19.3 x 8.4 cm (con umidificatore)
PESO	1.33 kg / 2.94 lbs (senza umidificatore) 1.98kg/4.37lbs (con umidificatore)
SPECIFICHE ELETTRICHE	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0- 1.0 A
RUMOROSITÀ	Rumore pressione 27,9 dbA Rumore dispositivo 35,9 dbA

OXYSTORE

SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA:
Via Facchinetti 10 - 13100 VERCELLI (VC)
TEL 0161215288 - N.VERDE 800 598364
WEB www.oxystore.it - EMAIL info@oxystore.it

SEDE LEGALE:
GENIUM S.R.L.
Via Uberto Visconti di Modrone 11/15 - MILANO (MI)
P.IVA 02597030028