

## GCE ZEN-O LITE

### CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE



**GCE ZEN-O LITE** è il nuovo concentratore di ossigeno portatile ultraleggero con straordinarie caratteristiche tecniche ed un peso di soli 2.5kg, progettato per i pazienti che necessitano di ossigenoterapia ma che vogliono anche una vita attiva dinamica e senza restrizioni.

**GCE ZEN-O LITE** garantisce 1050 ml/min di ossigeno in modalità pulsato con 5 settaggi di flusso. Viene fornito con questi accessori inclusi: borsa a tracolla per il trasporto, batteria standard, alimentatore 220 V, cavo per auto e manuale di istruzione.



#### CARATTERISTICHE

- perfetta equivalenza clinica con la bombola di ossigeno
- conservazione del bolo con qualsiasi frequenza respiratoria
- rilevazione costante della frequenza respiratoria
- regolazione del flusso con step di 0,5 LPM
- nessuna manutenzione ordinaria
- il più silenzioso tra i concentratori trasportabili

#### PATOLOGIE COMPATIBILI:

- BPCO
- ENFISEMA POLMONARE
- FIBROSI POLMONARE
- INTERSTIZIOPATIA
- IPERTENSIONE POLMONARE
- SARCOIDOSI

## GCE ZEN-O LITE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
RUMOROSITÀ	38 dB
DIMENSIONI	249 mm × 97 mm × 231 mm
PESO	2.5 kg (5.5 lbs) senza borsa
ALIMENTAZIONE	Adattatore AC: 100-240V AC(+/- 10%) 50-60 Hz in 24V DC, 5.0A Adattatore DC: 11.5 - 16V DC in, 24V, 5.0A out
CONCENTRAZIONE OSSIGENO	87% - 96% a tutti i settaggi
PRESSIONE MASSIMA DI SCARICO OSSIGENO	20.5 psi
SENSIBILITÀ SENSORE DI INSPIRAZIONE	-0.12cm/H2O
RANGE UMIDITÀ	da 5% a 93% ± 2% senza condensa
TEMPERATURA	Operatività: da 5°C a 40°C Conservazione: da -20°C a 60°C
IMPOSTAZIONI	Incrementi da 0.5 con impostazioni da 1.0 a 5.0 in flusso pulsato
DURATA BATTERIA	Approssimativamente 4 ore con una singola batteria a flusso 2