

# INOGEN ONE G4

## CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE



INOGEN ONE G4 è il concentratore di ossigeno più piccolo e leggero al mondo: solo 1,27 kg, 3 l/min e meno di 40 db di rumorosità. Il Concentratore di Ossigeno Portatile INOGEN ONE G4 è attualmente l'unico dispositivo portatile sul mercato che permette di erogare flussi superiori a 2 l/min pur restando sotto i 3 kg di peso. Al giorno d'oggi, nessun produttore è ancora riuscito a raggiungere questo primato.

### Patologie compatibili

- BPCO
- Insufficienza cardiaca grave
- Fibrosi cistica
- Cefalea a grappolo
- Disturbi respiratori connessi al sonno
- Polmonite grave
- Attacchi di asma gravi
- Sindrome da distress respiratorio

### DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO	Concentratore di ossigeno portatile
ACCESSORI INCLUSI	Manuale d'uso Borsa a tracolla Caricatore AC Cavo Auto Cinghia regolabile 1 batteria a scelta
PESO	1,27 kg con batteria 8 celle
PUREZZA OSSIGENO	96 - 87% con tutte le impostazioni
EROGAZIONE OSSIGENO	3 impostazioni (da 1.0 a 3.0 litri/minuto)
TECNOLOGIA	Onda Pulsata
ALIMENTAZIONE AC	100-240V, 50-60Hz (con sensore automatico, per uso in ogni parte del mondo)
ALIMENTAZIONE DC	13.5-15.5VDC, 10A Max Voltage: 12.0 to 16.8 VDC (Per l'uso in auto o caravan)
TEMPO DI RICARICA	batteria 4 celle - 2 ore batteria 8 celle - 4 ore
LIVELLO SONORO	< 40 dB(A)
DIMENSIONI	15,01 cm L x 6,8 cm P x 18,2 cm H

### CODICE

con batteria 4 celle: **IS-400-BA-400**  
con batteria 8 celle: **IS-400-BA-408**

