

AUTO CPAP RVC830A - RESWELL

AUTO CPAP - DISPOSITIVO PER LA TERAPIA DEL SONNO



Il dispositivo **AUTO CPAP RVC830A** con umidificatore di Reswell è indicato per il trattamento delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e nella sindrome di ipossiemia ed è in grado di fornire una terapia maggiormente confortevole rispetto al modello a pressione fissa RVC830.

Il dispositivo monitora continuamente la respirazione e regola automaticamente la pressione per soddisfare le esigenze dei pazienti, in continua modifica. In questo modo, la macchina si assicura di inviare sempre la pressione ideale in ogni momento.

Expiratory Trigger Sensitivity (ETS) ed Inspiratory Trigger Sensivity (ITS) consentono al paziente di scegliere la migliore soglia di tempo per innescare il cambiamento di pressione, fornendo un'esperienza di espirazione ed inspirazione più confortevole.

L'avanzato algoritmo di regolazione automatica della pressione fornisce un rilascio della pressione senza intoppi e ad alta sensibilità.

Funzione reminder per ricordare al paziente di effettuare la manutenzione ordinaria per ottenere il massimo dalla terapia.

AUTO CPAP RVC830A - RESWELL

AUTO CPAP - DISPOSITIVO PER LA TERAPIA DEL SONNO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
TIPOLOGIA	Automatica - Auto CPAP
PESO	1,7 Kg
DIMENSIONI	19,0 cm x 15,0 cm x 20,0 cm
CONSUMO ELETTRICO MASSIMO	40 W
MODALITÀ FUNZIONAMENTO	Automatica
RANGE DI PRESSIONE	4-20 cmH2O
LIVELLO SONORO PRESSIONE	30 dbA
LIVELLO SONORO MOTORE	30 dbA
TIPO DI RAMPA	Manuale
TEMPO DI RAMPA	da 0 a 60 min
AIUTO ESPIRATORIO	Sì
UMIDIFICATORE INTEGRATO	Sì
CAPACITÀ STORAGGIO DATI	Su scheda SD, non indicata
COMPENSAZIONE ALTITUDINE	Automatica
MONITOR	A colori