

## CPAP RVC830 - RESWELL

CPAP - DISPOSITIVO PER LA TERAPIA DEL SONNO



Il dispositivo **CPAP RVC830** + umidificatore di Reswell è indicato per il trattamento delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e nella sindrome di ipossiemia.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grande monitor a colori per un'interfaccia più semplice
- Esclusivo algoritmo per la variazione della pressione EPS, per un notevole aumento del comfort del paziente
- Il sistema di raccordo integrato rende il dispositivo compatibile con tutte le maschere
- Il kit SpO2 opzionale può fornire un maggior numero di informazioni di terapia durante il trattamento
- Lo stabilizzatore per la pressione dinamica permette di ridurre in maniera efficace il lavoro respiratorio del paziente
- Il software di gestione ResView permette un facile trattamento dei dati del paziente.
- Umidificatore riscaldato incluso

# CPAP RVC830 - RESWELL

## CPAP - DISPOSITIVO PER LA TERAPIA DEL SONNO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
TIPOLOGIA	CPAP
PESO	1,7 Kg
DIMENSIONI	19,0 cm x 15,0 cm x 20,0 cm
CONSUMO ELETTRICO MASSIMO	40 W
CAPACITÀ UMIDIFICATORE	> 350 ml
RANGE DI PRESSIONE	4-20 cmH <sub>2</sub> O, incrementi di 0,5 cmH <sub>2</sub> O
LIVELLO SONORO PRESSIONE	30 dbA
LIVELLO SONORO MOTORE	30 dbA
FLUSSO MASSIMO	125 L/min>
TEMPO DI RAMPA	da 0 a 60 min
SETTAGGI UMIDIFICATORE	Livelli da 1 a 6
UMIDIFICATORE INTEGRATO	Sì
CAPACITÀ STORAGGIO DATI	Su scheda SD, non indicata
COMPENSAZIONE ALTITUDINE	Automatica
MONITOR	A colori