

INOGEN ONE G2 HF NE - Concentratore di ossigeno portatile



INOGEN ONE G2 HF NE è il concentratore portatile in grado di arrivare fino a 6 lt/min con un peso di soli 3,1 kg: HF infatti è l'acronimo di "High Flow", ossia il più alto flusso della categoria.

Nonostante esistano concentratori più leggeri, **INOGEN ONE G2 HF NE** rimane il miglior concentratore di ossigeno portatile sul mercato grazie alla sua ottima capacità di saturazione ed alla sua incredibile silenziosità.

La capacità di arrivare fino a 6 lt/min reali lo rende idoneo per il supporto a pazienti affetti da forme di insufficienza respiratoria cronica gravi, come la BPCO acuta o la fibrosi polmonare.

INOGEN ONE G2 HF può essere fornito con 2 tipi di batteria:

- 12 celle - durata massima 4 ore
- 24 celle - durata massima 8 ore

INOGEN ONE G2 HF NE viene venduto con tutti gli accessori disponibili: dalla borsa a tracolla agli alimentatori per auto e per casa. Inoltre, di serie, viene fornito con un carrellino dotato di maniglia allungabile, ideale per quei pazienti particolarmente debilitati dalla patologia.

IMPOSTAZIONE	FLUSSO REALE	BOLO (ML) 10 BPM	BOLO (ML) 15 BPM	BOLO (ML) 20 BPM	BOLO (ML) 25 BPM
1	210 ML/MIN	21	14	11	8
2	420 ML/MIN	42	28	21	17
3	630 ML/MIN	63	42	32	25
4	840 ML/MIN	84	56	42	34
5	1050 ML/MIN	105	70	52,5	42
6	1260 ML/MIN	126	84	63	50

CONTROLLO DEL FLUSSO	6 IMPOSTAZIONI (DA 1 A 6 LITRI/MINUTO)
CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO	90% (+6% / -3%) CON TUTTE LE IMPOSTAZIONI
DIMENSIONI CM	27,0 CM X 10,0 CM X 24,0 CM
PESO	3,1 KG (CON BATTERIA A 12 CELLE) 3,9 KG (CON BATTERIA A 24 CELLE)
RUMOROSITÀ	INFERIORE A 38 DBA SULL'IMPOSTAZIONE 2
ALIMENTAZIONE UNIVERSALE	ALIMENTAZIONE CA: 100-240 V CA, 50-60 HZ ALIMENTAZIONE CC: 13,5-15 V CC, 10 A USCITA CC: 19 V CC, 5,0 A MAX
ALIMENTAZIONE A BATTERIA	RICARICABILE; TENSIONE: 12,0 - 16,8 V CC
DURATA DELLA BATTERIA	FINO A 4 ORE CON BATTERIA A 12 CELLE FINO A 8 ORE CON BATTERIA A 24 CELLE
TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA	FINO A 1,5 ORE CON BATTERIA A 12 CELLE FINO A 3,0 ORE CON BATTERIA A 24 CELLE
TRASPORTO	TENERE IN LUOGO ASCIUTTO, MANEGGIARE CON CAUTELA
GARANZIA	2 ANNI

INOGEN ONE G2 HF NE è approvato dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l'utilizzo in volo/a bordo.

PATOLOGIE COMPATIBILI:

- BPCO
- Enfisema
- Fibrosi
- Insufficienza respiratoria cronica

CARATTERISTICHE:

- Erogazione fino a 6 l/min
- Peso e dimensioni contenuti
- Autonomia fino a 8 ore
- Estrema facilità di utilizzo