

## MASCHERA SLEEPWEAVER ANEW



Maschera full face (naso + bocca) **SLEEPWEAVER ANEW** di Circadiance.

La più tecnologica maschera anallergica, completamente in stoffa, **SLEEPWEAVER ANEW** è stata appositamente progettata per le persone che tendono a respirare con la bocca. Il design a doppia interfaccia si sigilla saldamente intorno a entrambi naso e bocca, senza lasciare spazi vuoti e dando la sensazione di un panno morbido a contatto con la pelle.

Questa maschera oronasale unica offre il massimo in termini di comfort e elimina i segni delle guarnizioni. **SLEEPWEAVER ANEW** è disponibile con opzioni di dimensioni multiple per garantire agli utenti la possibilità di trovare la misura perfetta che faccia al caso loro.



- Un nuovo design con copricapo headgear ampiamente aperto sulla faccia che si adatta agli occhiali e permette la visione totale e senza ostacoli
- Gomito con raccordo girevole fino a 90°, che consente un maggior numero di posizioni di sonno naturale ed è facile da rimuovere per la pulizia
- Due clips a sgancio rapido la rendono una delle maschere più facili da mettere e togliere
- Materiale high-tech che permette alla pelle di respirare naturalmente, favorendo la traspirazione, senza lasciare segni da pressione

Le misure disponibili sono:  
S - M - L

## MASCHERA SLEEPWEAVER ANEW

MATERIALI	
Maschera	Poliestere - Nylon - Elastam
Copricapo	Poliuretano espanso - Nylon - Lycra
Gomito	Policarbonato
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Range di pressione	4 - 20 cmwp
Macchinari compatibili	CPAP - APAP - BiLevel

### CURA E PULIZIA

- Utilizzare sapone per mani non abrasivo
- Soluzione di aceto (1 parte di aceto - 2 parti di acqua)
- Risciacquare bene utilizzando acqua potabile
- Non usare l'asciugatrice