

SOMNETICS TRANSCEND EZEX

CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno



La **CPAP TRANSCEND EZEX PLUS** è una CPAP base con impostazione di pressione fissa: dopo alcuni minuti dall'utilizzo il dispositivo raggiunge gradualmente la pressione di esercizio garantendo l'apertura delle vie aeree. La **CPAP TRANSCEND EZEX PLUS** viene fornita senza umidificatore, che può essere acquistato a parte. Prima della spedizione il dispositivo viene impostato secondo i dati di prescrizione del paziente. La **CPAP TRANSCEND EZEX PLUS** si regola automaticamente in base all'altitudine e può contenere fino a 13 mesi di dati, tra cui:

- AHI (Apnea Ipopea)
- Rilevamento di perdite
- Totale ore di terapia
- Numero di sessioni di terapia: 8 ore (default); 6 ore; 4 ore
- Totale ore di operazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Auto-titolazione	-	Settaggi > 8h, 6h, 4h	•
Pressione fissa	•	Ore ventilazione continuativa	•
Dimensioni 15,5 x 8,9 x 7,1 cm	•	Accumulo dati per 13 giorni/mese	•
Peso 426 g	•	Intervallo memoria selezionabile	•
Livello di rumorosità	26,6 dB	Dati di sintesi / Dati dettagliati	•
Pressione operativa (4-20cmH20)	•	Indicazione media apnea	•
Rilascio di pressione (set 1, 2, 3)	•	Indicazione flusso respiratorio (%)	•
Rampa regolabile	•	Collegamento via USB	•
Assetto automatico altitudine	•	Invio dati tramite email	•
Alimentazione elettrica 2.6Amp 100-240VAC, 50-60 Hz, 19VDC	•	EN60601-1: Classe II tipo BF, IP21 IEC 60601-1-2, EMC compatibile	•
Filtro usa e getta	•	Conforme TranSync wireless	•
Garanzia	2 anni	Umidificatore riscaldato	•
AHI e rilievo perdita	•	Sistema umidificazione waterless	•
Ore di terapia continue	•	Range operativo: 5°-35°, 10%-80% umidità relativa, senza condensa	•